

# Istruzioni per l'uso: Nacera® Blue X

## Applicazione

### ⚠ Note Generali

Nacera® Blue X deve essere stoccato ad una temperatura tra 10-40°C e deve essere protetto dai raggi solari. Per evitare ogni contaminazione si prega di utilizzare dei pennelli senza parti metalliche a diretto contatto con il liquido.

Nacera® Blue X è prodotto e testato in accordo con i più elevati standard di qualità. Per assicurare la qualità dei risultati si consiglia di seguire strettamente le procedure descritte.

### ⚠ Pericolo

Per la vostra sicurezza vi raccomandiamo di usare i dispositivi personali di protezione. Nello specifico utilizzare occhiali di sicurezza durante l'applicazione di Nacera® Blue X. Il liquido non è alimentare e deve essere smaltito secondo normativa vigente. Informazioni utili disponibili su scheda di sicurezza.

### ↑ INDICATION Indicazioni

Nacera® Blue X può essere usato solamente con la zirconia Nacera® Pearl. Il liquido aumenta la traslucenza nell'area incisale, in modo da ottenere un naturale effetto smalto.

### ↓ INDICATION Controindicazioni

Nacera® Blue X è controindicato nei casi di bruxismo. Si consiglia di trattare ponti fino a tre elementi e di non insistere con il liquido lungo i connettori e nella parte del colletto. Il liquido può essere usato solo con i prodotti Pearl.

### i Istruzioni di sicurezza

Vi preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni prima di usare Nacera® Blue X. Le istruzioni contengono importanti informazioni, necessarie per un corretto utilizzo e per la sicurezza del paziente e dell'utilizzatore.

Per ulteriori informazioni seguire istruzioni per uso di Nacera® Pearl.

MASSIMO 3 UNITÀ			SOLO ESTERNAMENTE			NO CONNETTORI		
NO COLLETTO			NO SOTTOSTRUTTURE			NO ABUTTIMENTS		

## Applicazione

### Applicazione

Si raccomanda di applicare il liquido Nacera Blue X nella parte vestibolare della corona o del ponte.

**Agitare la bottiglia prima dell'uso. Per non avere alcuna contaminazione si prega di non utilizzare pennelli con parte metallica.**

Non intingere il pennello direttamente dalla bottiglia, ma travasare il liquido nel piatto in dotazione. Seguire le seguenti indicazioni:

1. Nacera Blue X dovrebbe essere applicato dalla zona metà vestibolare metà zona cervicale ad incisale
2. Nacera Blue X dovrebbe essere applicato dal terzo cervicale superiore all'incisale
3. Nacera Blue X dovrebbe essere applicato dal quarto cervicale superiore nella direzione del limite incisale
4. Ripetere il punto 3

Il colorante blu dovrebbe dare una indicazione della quantità di Nacera Blue X applicata.

Il liquido non utilizzato non deve essere travasato nella confezione, questo per evitare contaminazioni.

### Sinterizzazione

Dopo aver applicato il liquido si consiglia 15 minuti di essiccamento prima di continuare con la successiva fase.

Sinterizzare le corone secondo le istruzioni di Nacera Pearl.



Se preferisci altre lingue fai la scansione del QR Code: [doceram-medical.com/en/downloads/](http://doceram-medical.com/en/downloads/)



Preferisci un tutorial? Visita il nostro canale YouTube- [www.youtube.com](http://www.youtube.com)- Cerca " Nacera Inside " oppure fai la scansione QR-Code

### Tecnica per la zona Anteriore

INIZIO	0		1		2		
	3		4		DRY	5	
 <b>Importante: Solo pennelli senza parte metallica! Agitare bene prima dell'uso!</b>							