

Инструкция пользователя: Nacera® Blue X

Применение

⚠️ Общая информация

Жидкость Nacera® Blue X нужно хранить в защищенном от света месте при температуре от 10°C до 40°C. Используйте кисточки без металлических частей, чтобы предотвратить загрязнение жидкости Nacera® Blue X. Хорошо встряхнуть флакон перед использованием!

⚠️ Опасно

Используйте индивидуальные средства защиты, особенно защитные очки, при работе с Nacera® Blue X. Не предназначено для употребления во внутрь. Должна наносится правильно.

Более подробная информация - в техпаспорте безопасности.

📄 Меры безопасности.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем приступать к работе с Nacera® Blue X. В ней содержится важная информация о том, как правильно и безопасно работать с материалом. Жидкость Nacera® Blue X производится в соответствии с высокими стандартами качества. Описанный в инструкции протокол работы, должен строго соблюдаться, для сохранения качества окончательных реставраций на столь же высоком уровне.

📄 Показания

Жидкость Nacera® Blue X разработана в рамках системы Nacera® и предназначена для использования с продуктами серии Nacera® Pearl. Жидкость наносится на резовый край для увеличения прозрачности и воссоздания эстетичной и естественной эмали.

📄 Противопоказания

Противопоказанием к применению Nacera® Blue X является бруксизм. Не применяйте жидкость при работе с мостами длиной более 3х единиц, не наносите на коронки/конструкции или части конструкций, которые будут подвергаться серьезным статическим нагрузкам, например базальную часть понтиков и на коннекторы.

Жидкость Nacera® Blue X разработана в рамках системы Nacera® и предназначена для использования с продуктами серии Nacera® Pearl.

Более подробную информацию вы найдете в инструкции к заготовкам из оксида циркония Nacera® Pearl.

МАКС. 3 ЕДИНИЦЫ			ТОЛЬКО СНАРУЖИ			КОННЕКТОРЫ		
ПОНТИКИ			СУПРАСТРУКТУРЫ			АБАТМЕНТЫ		

Применение

Применение

Для достижения желаемого результата, жидкость **Nacera® Blue X** наносится на вестибулярную и окклюзионную поверхности и на режущий край коронок и мостов.

Хорошо встряхнуть флакон перед использованием! Используйте кисточки без металлических частей, чтобы предотвратить загрязнение.

Пожалуйста, для работы отливайте нужное количество жидкости в отдельную емкость. Нанесите жидкость кисточками без металлических компонентов. Используйте отдельную кисть для работы с **Nacera® Blue X**. Алгоритм работы описан в пунктах 1 - 4. Например, фронтальная коронка:

1. **Nacera® Blue X** наносится на вестибулярную поверхность от середины к режущему краю.
2. **Nacera® Blue X** наносится на верхнюю треть до режущего края.
3. **Nacera® Blue X** наносится на верхнюю четверть до режущего края.
4. Повторите шаг №3

Интенсивность голубого оттенка помогает контролировать количество нанесенной жидкости **Nacera® Blue X**. Не сливайте использованную жидкость обратно во флакон.

Синтеризация

После нанесения **Nacera® Blue X**, коронка просушивается 15 минут перед дальнейшей обработкой.

При синтеризации заготовок, обработанных жидкостью **Nacera® Blue X** используйте режим для **Nacera® Pearl**.

Для просмотра инструкций на других языках отсканируйте QR код или посетите наш сайт: doceram-medical.com/en/downloads/

Хотите пройти видео курс? Заходите на YouTube! www.youtube.com - поиск "Nacera Inside" или отсканируйте QR код.

Техника нанесения во фронтальном отделе

НАЧАЛО	0		1		2	
	3		4		СУШКА	5
Важно: Использовать только кисти без содержания металла! Хорошо встряхнуть флакон перед использованием!						