

Instrucciones de uso: Nacera® Blue X

Aplicación

⚠ Recomendaciones generales:

El líquido Nacera® Blue X debe almacenarse a temperaturas entre los 10°C y los 40°C. Se debe proteger de la radiación solar directa. Para evitar contaminaciones del líquido Nacera® Blue X emplee únicamente pinceles libres de metal. Agitar antes de usar.

⚠ Peligro:

Durante la manipulación de Nacera® Blue X recomendamos emplear un equipamiento personal de seguridad, en especial gafas de seguridad. No se debe ingerir. No debe eliminarse tirándolo a la basura normal o por el desagüe. Encontrará más instrucciones en la Hoja de Datos de Seguridad.

i Recomendaciones de seguridad:

Por favor lea estas instrucciones detenidamente antes de empezar a utilizar Nacera® Blue X. Contienen información importante para su uso correcto así como para la seguridad del paciente y del usuario. Nacera® Blue X se fabrica y prueba de acuerdo con los más altos estándares de calidad. Para obtener la misma alta calidad en sus restauraciones dentales, se deben seguir estrictamente estas instrucciones.

INDICATION Indicaciones:

Nacera® Blue X es parte del sistema Nacera® y por tanto debería utilizarse únicamente con los productos de la serie Nacera® Pearl. El líquido incrementa la translucencia en las áreas incisales donde se aplique. El objetivo es conseguir una estética incisal de aspecto natural.

INDICATION Contraindicaciones:

Nacera® Blue X está contraindicado en los casos de bruxismo. No se deben tratar puentes de más de tres piezas, coronas que estén muy cargadas estáticamente, pónicos, conectores, pilares ni barras.

Nacera® Blue X está testado y aprobado únicamente para el uso con los productos Nacera® Pearl. Para mayor información lea las instrucciones de uso de los discos Nacera® Pearl.

MAX. 3 ELEMENTOS			SOLO EXTERNO			NO EN CONECTORES		
NO EN PÓNTICOS			NO EN SUBESTRUCTURAS			NO EN PILARES		

Aplicación

Aplicación

Para obtener los resultados deseados recomendamos aplicar Nacera® Blue X en las zonas vestibular, incisal y/o oclusal de sus restauraciones dentales.

Agitar bien antes de usar. Emplear únicamente pinceles libres de metal.

A fin de evitar contaminaciones, vierta la cantidad a utilizar en un recipiente separado, nunca trabaje directamente desde el envase original. No retorne la solución sobrante al envase original. Lleve a cabo los siguientes pasos del 1 al 4 (ejemplo de restauración unitaria anterior).

1. Aplicar Nacera® Blue X debe aplicarse por vestibular hacia incisal hasta aproximadamente la mitad de la corona
2. Aplicar Nacera® Blue X en el tercio superior hacia incisal
3. Aplicar Nacera® Blue X en el cuarto superior hacia incisal
4. Repetir el paso 3

La solución indicadora azul - verdosa facilita el control de la intensidad del color.

No retorne la solución sobrante al envase original.

Sinterizado

Por favor seque la corona tratada con Nacera® Blue X durante 15 minutos antes de sinterizar. Sinterice las coronas tratadas con Nacera® Blue X de acuerdo con los ciclos de sinterizado descritos en las instrucciones de uso de Nacera® Pearl.



Si prefiere otro idioma, escanee el código QR siguiente o visite doceram-medical.com/en/downloads



¿Prefiere ver un tutorial? Visite nuestro canal de Youtube. Escanee este código QR que le llevará directamente al video con las instrucciones de aplicación o busque "Nacera Inside"

Técnica de aplicación anterior

	START	0			1			2	
		3			4		SECADO	5	
Agitar bien antes de usar. Emplear únicamente pinceles libres de metal.									