



TECHNISCHE DATEN

Nacera® Hybrid

Typ: Blank, Block M, Block S

Farbe: A1, A2, A3, B1, C2, D2, BL2, BL3.5

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Merkmal	Messwerte
Biegefestigkeit	175 MPa
Druckfestigkeit	490 MPa
E-Modul	9900 MPa
Vickers – Härte HV 10	700 MPa

Benannte Stelle: ecm GmbH **CE 0481**

Die genannten Werte wurden an Prüfkörpern ermittelt und sind typisch für den Werkstoff. Die Produkteigenschaften können jedoch in Abhängigkeit von Bauteilkonstruktion und Formgebungsverfahren von diesen Werten abweichen.