

Get the right shade easily.

Nacera® Color Guide Pearl Q³ Multi-Shade



- in einem Blank 2 Farbabstufungen einer Farbe
- erhältlich in den Höhen 16 mm und 20 mm
16 mm für Einzelkronen (Molar Ø 10 - 12 mm)
20 mm für Brücken mit bis zu 3 Einheiten
- im oberen Teil des Blanks: helle Farbabstufung einer Farbe
- im unteren Teil des Blanks: dunkle Farbabstufung einer Farbe








FARBABSTUFUNGEN

Nacera Pearl Q³ Shade

- A-Light
- A-Dark
- B-Light
- B-Dark
- C-Light

VITA® Shade

- A1 - A2
- A3 - A3,5
- B1 - B2
- B3 - B4
- C1 - C2



FÜR DIE FARBE C-LIGHT BITTE DAS GLEICHE SCHEMA ANWENDEN.