







# Get the right shade easily.

## Nacera® Color Guide Pearl Multi-Shade

- 2 Zahnfarben in einem Blank
- erhältlich in den Höhen 14 mm, 18 mm and 22 mm
- im oberen Teil des Blanks: helle Farbabstufung einer Farbe
- im unteren Teil des Blanks: dunkle Farbabstufung einer Farbe



**2 Vita-Farben  
in 1 Nacera Pearl  
Multi-Shade Blank**



EXEMPLARISCHE DARSTELLUNG FÜR EINEN 18 MM BLANK.  
(FÜR 14 UND 22 MM GILT DAS GLEICHE SCHEMA).

FARBABSTUFUNGEN

**Nacera Pearl Shade**

- A-Light
- A-Dark
- B-Light
- B-Dark
- C-Light
- C-Dark
- D-Light
- D-Dark

**VITA® Shade**

- A1 - A2
- A3 - A3,5
- B1 - B2
- B3 - B4
- C1 - C2
- C3 - C4
- D2 - D3
- D3 - D4